


## Voici comment fonctionne le dispositif oral

SomnoDent® est un appareil bibloc fabriqué sur mesure à partir des données du patient.

L'Intrados souple en **b-flex Comfort Liner** offre un confort incomparable au patient. Les hauts niveaux de satisfaction et d'acceptation au dispositif contribuent au succès du traitement.



Le mécanisme breveté à ailettes amène doucement la mâchoire inférieure dans la position thérapeutique souhaitée et maintient les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil.

### SomnoDent®

### OAM vs PPC

Permet l'ouverture normale de la bouche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permet de parler et de boire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facile à transporter pour les voyages	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silencieux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inconfort du masque	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Positions de sommeil limitées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettoyage compliqué	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prise secteur requise	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

  
**SomnoMed**



[www.somnomed.com](http://www.somnomed.com)

Les produits de SomnoMed sont enregistrés en :  
UE, Royaume-Uni, Suisse, États-Unis, Canada,  
Australie, Corée du Sud, Japon et Hong Kong.

Les produits SomnoMed sont brevetés en  
tant que dispositifs médicaux de classe I et  
fabriqués sur mesure.

SomnoMed AG est certifié ISO 13485

#### SomnoMed AG

Steinhauserstrasse 74 CH-6300  
Zug Suisse  
contactbenelux@somnomed.com  
[www.somnomed.com](http://www.somnomed.com)

PRER-112022

  
**SomnoMed**

## LES PRODUITS INNOVANTS DE SOMNOMED

[www.somnomed.com](http://www.somnomed.com)

SomnoMed offre aux patients, aux médecins et aux dentistes une alternative confortable et tout aussi efficace au traitement par PPC. Des patients du monde entier traitent leur SAOS avec des appareils SomnoDent.

Les appareils SomnoDent sont indiqués pour le traitement du syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) léger à modéré et pour les patients qui ne peuvent tolérer d'autres options de traitement.

Nos dispositifs sont cliniquement éprouvés dans le traitement de l'apnée obstructive du sommeil légère à modérée, ils sont soutenus par des preuves médicales, ils ont un design innovant et offrent un ajustement confortable pour les patients.

## Scanner intraoral



Numérisez et envoyez l'empreinte dentaire du patient et son enregistrement occlusal.



Délai de livraison plus rapide des produits



Pas de matériel d'impression compliqué ou coûteux



Garantit la précision et la prévisibilité de la production



Plus confortable pour les patients

## Caractéristiques de SomnoDent

**Confort accru :** Les appareils SomnoDent sont faits sur mesure. Ils sont plus confortables pour les patients et le traitement est donc plus efficace en raison de leur grande tolérance/observance.

**Haute qualité :** Nous utilisons un acrylique de la plus haute qualité qui ne se décolore pas et nous offrons une garantie de 2 ans\* sur nos appareils. \*Veuillez consulter les détails sur notre site web [www.somnomed.com](http://www.somnomed.com).

**Cliniquement prouvé :** SomnoMed tient sa promesse de qualité en fabriquant des dispositifs qui sont testés et validés par plus de 17 études cliniques.

**Choix du dispositif :** Nous proposons une large gamme de dispositifs.

**Sensibilisation des patients :** Nous informons les patients sur les solutions de traitement du SAOS.

**Conformité :** Les clients donnent aux produits SomnoDent une note de 4 sur une échelle de 1 à 5.

**Accompagnement des professionnels :** Notre équipe de vente s'efforce activement de mettre en relation les médecins et les dentistes spécialisés dans la médecine dentaire du sommeil, ce qui permet d'accroître le réseau.

**Support technique :** Un personnel expérimenté du Laboratoire et du service clientèle répond à toutes les questions techniques et de sélection de produits.

**Support marketing :** Supports pour les patients, site web et publicité.



## SomnoDent® AVANT

Le numérique. Bien. Fait !

Notre nouvel OAM, fabriqué avec la technologie CAD/CAM et doté du revêtement intérieur breveté B-Flex Comfort Liner. Un dispositif fin et durable avec un ajustement et une finition de qualité supérieure.

Cet OAM offre une liberté de mouvement latéral et permet une protrusion de -1 à +8 mm.

## SomnoDent® FLEX



Le Flex présente un revêtement intérieur souple B-Flex Comfort Liner qui permet un ajustement sans égal pour le patient. Les orthèses sont bien ancrées, parfaitement ajustées et très confortables à porter.

Haut niveau de confort dès la première pose.

Rétention parfaite même pour les patients avec de petites dents, un léger retrait ou des couronnes/bridges.



## SomnoDent® FUSION

Fusion permet d'ajuster avec précision et ergonomie la position thérapeutique frontale de la mâchoire inférieure en échangeant les ailettes et en ajustant les vis. Fusion est disponible en version Flex et Classic.

Le revêtement intérieur B-Flex Comfort Liner offre un ajustement sans égal pour le patient.

## SomnoDent® EDENT



SomnoDent Edent est disponible dans les versions Flex et Fusion pour les patients avec une mâchoire supérieure édentée. Le revêtement intérieur B-Flex Comfort Liner recouvre tout le palais. La mâchoire inférieure édentée doit contenir au moins 2 implants.

## SomMorning Repositioner



Est une gouttière d'exercice individuelle et sur mesure réalisée uniquement à partir des empreintes dentaires transmises pour la fabrication de l'OAM,

développée pour stabiliser la mâchoire inférieure et ramener la mandibule à sa position normale,

et conçue exclusivement pour que les patients effectuent des exercices de la mâchoire chaque matin après avoir retiré l'orthèse d'avancée mandibulaire SomnoDent.



## SomGauge

SomGauge, de la gamme SomnoMed, vous offre un moyen rapide, facile et très précis d'évaluer la position thérapeutique réelle du patient.

SomGauge permet de mesurer l'avancée efficace de l'OAM mais pas uniquement. En effet, il permet d'enregistrer la position de l'occlusion naturelle (3 dimensions) du patient avec :

- Toutes ses informations
- Le plan occlusal
- Les déviations
- Les variations verticales et horizontales

En conséquence, le dispositif est plus confortable pour votre patient.

## SomTabs



Pour un nettoyage en douceur des dispositifs SomnoDent, sans endommager l'appareil et éliminer efficacement les odeurs.

Fabriqués exclusivement par SomnoMed. Sans perborate de sodium.