



SomGauge MERKMALE

Anwenderfreundlich

Der ergonomische Griff und die klar erkennbare Protrusionsskala sind nur zwei Gründe, weshalb die **SomGauge** so einfach zu verwenden ist.

Ein Anleitungsvideo finden Sie unter www.somnomed.com/de

Einfach zu reinigen

Die wiederverwendbaren Komponenten sind autoklavierbar.

Ausreichende vertikale Öffnung über gesamten Biss

Die **SomGauge** gewährleistet, dass über die gesamte Okklusal-Fläche mind. 3mm Acryl vorhanden sind. Das Gerät ist dadurch stabiler; das Auftreten von Brüchen und die Behandlungszeit am Patientenstuhl werden daher reduziert.

Passend für jeden Erwachsenen

Dank zweier Bissgabel-Größen wird das gesamte Patientenspektrum abgedeckt, somit ausreichend Platz für Distal-Wraps vorhanden ist.

Verhindert vorzeitigen Kontakt

Die **SomGauge** ist mit einer verstellbaren Rampe versehen, die für gleichmäßigen Kontakt mit den anterioren und posterioren Flächen sorgt, somit vorzeitigen Kontakt verhindert und die Behandlungszeit am Patientenstuhl verkürzt.

Unter www.shop.somnomed.com können Sie sich einfach und schnell registrieren und mit wenigen Klicks Ihre Bestellung absenden.

