


Sådan fungerer MAD

SomnoDent® er et skræddersyet oralt produkt, der er skabt ud fra patientens individuelle bid og består af øvre og nedre tandskinner.

SomnoMed b-flex Comfort Liner foring maksimerer patientens komfort. Den resulterende høje grad af kundetilfredshed og accept bidrager i høj grad til, at behandlingen er så vellykket.



Den patenterede justeringsmekanisme flytter blidt underkæben til den ønskede behandlingsposition og holder luftvejene åbne under søvn.

SomnoDent®

MAD vs CPAP

Giver dig mulighed for at åbne munden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giver dig mulighed for at tale og drikke	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nem at tage med	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Støjsikker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ubehagelig maske	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Begrænset sovestilling	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kompliceret rengøring	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Strømuftag påkrævet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


SomnoMed®




SomnoMed

SOMNOMEDS INNOVATIVE PRODUKTUDVALG

www.somnomed.com

www.somnomed.com

SomnoMed AG er ISO 13485 certificeret. SomnoMed produkter er registreret: EU, Schweiz, USA, Kanada, Australien, UK, Sydkorea, Japan, Hongkong

SomnoMeds produkter er patenterede og tilpassede Klasse I medicinsk udstyr.

SomnoMed AG

Steinhauserstrasse 74
CH-6300 Zug, Schweiz
www.somnomed.com

SomnoMed Nordic AB

Tegeluddsvägen 58
115 41 Stockholm
www.somnomed.com/se
Tel: + 46 8 519 775 75
Tel: + 45 275 851 40
Email: info@somnomed.se

85DA1-2055B (2024-01-11)

SomnoMed tilbyder patienter, læger og søvntandlæger et evidensbaseret og praktisk alternativ til CPAP. Patienter over hele verden er blevet behandlet med et Somno-Dent-produkt og har genvundet deres drømme og energien til at udleve dem. Somno-Dent-produkter er indiceret til behandling af mild til moderat obstruktiv søvnapnø (OSA) og til patienter, der er intolerante over for andre behandlingsmuligheder.

Klinisk bevist til at behandle mild til moderat obstruktiv søvnapnø, er vores produkter understøttet af medicinske beviser og har innovative designs med en behagelig pasform for patienterne.

Intraoral Scanning



Scan og send patientens digitale aftryk og fremspringsbid direkte til skyen.



Ingen rodede og dyre aftryksmaterialer



Mere behageligt for patienterne. Ingen kvælningsfølelser



Hurtigere produktleveringstid



Sikrer præcision og forudsigelig fremstilling

SomnoDent egenskaber

Bedre komfort: SomnoDents produkter er skræddersyede. De er mere behagelige for patienterne og gør behandlingen effektiv takket være den høje tolerance/compliance.

Høj kvalitet: Vi bruger akryl af højeste kvalitet, der ikke misfarves og tilbyder 2 års garanti på vores produkter. *Se detaljer på vores hjemmeside.

Klinisk bevist: SomnoMed følger vores kvalitetsløftet ved at fremstille produkter, der har dokumenteret effektivitet og er valideret i mere end 20 kliniske studier.

Produktsortiment: Vi tilbyder en bred vifte af produkter til behandling af søvnapnø og bruxisme.

Patientbevidsthed: Vi informerer patienter om OSA-løsninger.

Overholdelse: Kunder vurderer SomnoDent-produkter som en 4 på en skala fra 1-5.

Praktiserende support: Vores salgsteam arbejder aktivt på at forbinde søvnlæger med søvntandlæger, hvilket øger antallet af henvisninger.

Teknisk support: Erfarne laboratorie- og kundeservicemedarbejdere besvarer alle tekniske spørgsmål og spørgsmål om produktvalg.

Markedsføringsstøtte: Patientmateriale, hjemmeside og Marketings support.



SomnoDent® AVANT

SomnoDent AVANT er digitalt designet til tandlæger, der ønsker en lille slidstærk skinne med perfekt pasform.

Vores CAD-CAM-produktionssystem sikrer en præcis og ensartet pasform.

Med et innovativt titreringssystem og vores populære b-flex Comfort Liner er AVANT vores mest smalle, mest komfortable og er især velegnet til patienter med en smallere kæbe. Holdbare SomnoDent AVANT-stropper giver nem kalibrering i trin på 1 mm.

- Et sæt på 10 strimler er inkluderet i din ordre og med ekstra størrelser tilgængelige i small, medium og large (10 strimler pr. pakke) for at dække hver patients behov.
- En fuldt digital proces giver en perfekt pasform med enestående holdbarhed.
- SomnoMeds pålidelige 2-års garanti.

SomnoDent® FLEX



For ultimativ komfort og fleksibilitet tilbyder Flex standard et behageligt oralt produkt med en unik blød indre b-flex Comfort Liner-foring, der er varmhærdet og letter bindingen mellem forskellige lag samt et pålideligt titreringssystem

Giver behagelig øjeblikkelig pasform for patienterne og kræver minimal justering

SomnoDent® FUSION



For innovativ komfort og fleksibilitet. Længere titreringsområde og hurtig titrering giver Fusion førsteklasses komfort og bekvemmelighed.

Kombination af et aftageligt vingesystem til hurtig titrering og den grundlæggende finkalibreringskrueteknologi. Kan bruges på et øjeblik og med b-flex Comfort Liner materiale fås ensartethed fastholdelse og kvalitet.

SomnoDent® EDENTULOUS



Løsning til delvis og fuldstændig tandløshed. b-flex Comfort Liner dækker hele den maksillære gane og fastholdes af en ganeforsejling bagerst.

Okkluderer med en nedre skinne ved hjælp af en todelt koblingsmekanisme.

Bevægelsesområde bevares uden at bringe fastholdelsen af den øvre skinne i fare med et nedadgående træk.

Minimum 4 - 5 tænder eller 2 implantater i den nederste bue er nødvendige.

Morning Repositioner



Håndfri bidjustering.

En patientspecifik, komfortabel og komprimerbar hævet skinne, der leder bidkræfterne lige ned.

Unikt designet til patienter til at udføre isometriske øvelser, der skal minimere muligheden for mandibulær positionering fremad.

SomGauge



For hurtigt og nemt at fange den mest nøjagtige bidregistrering er SomGauge den første måler af sin slags, der giver mulighed for en øget vertikal måling sammen med en justerbar rampe.

Giver bedre aftryksnøjagtighed og enhedsintegritet og komfort for patienten.

SomTabs



Til skånsom og effektiv rengøring af SomnoDent-produkter uden at skade dem eller give en dårlig eftersmag.

Ekstusivt fremstillet til SomnoDent-produkter, miljøvenlig og indeholder ikke natriumperborat.