



SomnoMed Germany GmbH  
Gassenwiese 53  
97225 Zellingen  
T +49 (0) 9364 / 813 0 888  
F +49 (0) 9364 / 813 0 886  
E-Mail: kontakt@somnomed.com  
www.somnomed.com/de

SomnoMed AG  
Steinhauserstrasse 74  
6300 Zug  
T +41 (0) 41 501 46 40  
F +41 (0) 41 501 46 42  
E-Mail: swissinfo@somnomed.com  
www.somnomed.com/de

Central production facility:  
SomnoMed Philippines  
Level 3, Allegro Center,  
2284 Passong Tano Ext  
Makati City, Philippines



SomnoMed AG ist  
ISO 13485 zertifiziert.



SomnoMed Philippines is  
ISO 13485 certified.



SomnoMed® Produkte sind  
patentierte und individuell  
angefertigte Medizinprodukte  
der Klasse I.



2022\_02\_DE\_FUSION

# SomnoDent® FUSION®

## ERGONOMISCH UND PRÄZISE

Die FUSION® für die optimale ergonomisch-therapeutische Protrusion.  
Die SomnoDent® FUSION® wird durch das Wechseln der Flossen  
und das Justieren der Schrauben titriert.

Schrauben justieren  
– 1 mm bis + 5 mm



Flossen wechseln  
bis + 3 mm



# SomnoDent® FUSION®

## SCHLAFAPNOE-SCHIENE

FUSION® ist die bewährte SomnoDent® Titrier-Technik, ergänzt durch innovative und leicht wechselbare Flossenmodule. Im Zusammenwirken wird eine noch präzisere und ergonomischere Einstellung des therapeutischen Unterkiefer-vorschubes zur Behandlung des Obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms (OSAS) erzielt.



Bewährte **Titriertechnik** zur präzisen Einstellung des Vorschubes (- 1 mm bis + 5 mm).

### SomnoDent® FUSION® bietet Ihnen:

- Wechselbare Flossenmodule zur individuellen und ergonomischen Anpassung der Flossenposition.
- Ergonomische Feineinstellung.
- Verringerte Lateralbewegung auch bei starkem Vorschub.
- Präzise Einstellung des therapeutischen Vorschubes.



Patentierte auswechselbare **Flossen** für optimierten ergonomisch-therapeutischen Vorschub (4-stufige Flossenmodule von 0 bis + 3 mm).