


**SomnoDent®** est une orthèse d'avancée mandibulaire (OAM) réalisée à partir de l'enregistrement des données d'occlusion du patient qui se compose d'une gouttière haut et d'une gouttière bas.

L'Intrados souple en b-flex Comfort Liner maximise le confort pour le patient. Les hauts niveaux de satisfaction et d'acceptation au dispositif contribuent au succès du traitement.



Le mécanisme breveté à ailettes amène doucement la mâchoire inférieure dans la position thérapeutique souhaitée et maintient les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil.

## SomnoDent®

## OAM vs PPC

Permet l'ouverture normale de la bouche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permet de parler et de boire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facile à transporter pour les voyages	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silencieux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inconfort du masque	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Positions de sommeil limitées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettoyage compliqué	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prise secteur requise	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**SomnoMed®**



[www.somnomed.com](http://www.somnomed.com)

Les produits SomnoMed sont enregistrés : UE, UK, Suisse, États-Unis, Canada, Australie, Corée du Sud, Japon, Hong Kong

Les produits SomnoMed sont des dispositifs médicaux brevetés fabriqués sur mesure pour les patients.

### SomnoMed France SAS

36 Impasse Louis Blériot  
Les Espaces Mermoz  
44150 Ancenis  
Tel : 0 806 803 887

### SomnoMed AG est certifié

ISO-13485.

### SomnoMed AG

CH-6300 Zug  
Suisse



**SomnoMed®**

# LA GAMME DE PRODUITS INNOVANTS DE SOMNOMED

[www.somnomed.com](http://www.somnomed.com)

SomnoMed offre pour la première fois aux patients, aux médecins et aux dentistes spécialisés dans le sommeil une alternative à la PPC confortable et fondée sur des preuves. Des patients du monde entier traitent leur SAOS avec des appareils SomnoDent.

Les appareils SomnoDent sont indiqués pour le traitement du syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) léger à modéré et pour les patients qui ne peuvent tolérer d'autres options de traitement.

Nos dispositifs sont cliniquement éprouvés dans le traitement de l'apnée obstructive du sommeil légère à modérée, ils sont soutenus par des preuves médicales, ils ont un design innovant et offrent un ajustement confortable pour les patients.

## Scanner Intraoral



Numérisation et envoi de l'empreinte dentaire et de l'enregistrement occlusal du patient



Pas de matériel d'impression compliqué ou coûteux



Plus confortable pour les patients



Délai de livraison plus rapide



Garantit la précision et la prévisibilité de la production

## Caractéristiques de SomnoDent

**Confort accru :** Les appareils SomnoDent sont faits sur mesure. Ils sont plus confortables pour les patients et le traitement est donc plus efficace en raison de leur grande tolérance/observance.

**Haute qualité :** Nous utilisons un acrylique de la plus haute qualité qui ne se décolore pas et nous offrons une garantie de 3 ans\* sur nos appareils. \*Veuillez consulter les détails sur notre site web [www.somnomed.com](http://www.somnomed.com).

**Cliniquement prouvé :** SomnoMed tient sa promesse de qualité en fabriquant des dispositifs qui sont testés et validés par plus de 17 études cliniques.

**Choix du dispositif :** Nous proposons une large gamme de dispositifs.

**Sensibilisation des patients :** Nous informons les patients sur les solutions de traitement du SAOS.

**Conformité :** Les clients donnent aux produits SomnoDent une note de 4 sur une échelle de 1 à 5.

**Accompagnement des professionnels :** Notre équipe de vente s'efforce activement de mettre en relation les médecins et les dentistes spécialisés dans la médecine dentaire du sommeil, ce qui permet d'accroître le réseau.

**Support technique :** Un personnel expérimenté du Laboratoire et du service clientèle répond à toutes les questions techniques et de sélection de produits.

**Support marketing :** Supports pour les patients, site web et publicité.



## SomnoDent® AVANT

SomnoDent® AVANT est conçu numériquement pour les dentistes à la recherche d'un dispositif fin et durable, avec un ajustement et une finition de qualité. Notre système de fabrication en CAD-CAM garantit une adaptation précise et cohérente. Avec un système de titration innovant et notre revêtement souple en b-flex Comfort Liner, SomnoDent Avant est notre dispositif le plus fin et le plus confortable, particulièrement adapté aux patients ayant des arcades étroites.

Les straps d'avancement durables de SomnoDent Avant permettent une titration par palier de 1mm.

Le processus entièrement numérique permet d'obtenir un appareil parfaitement ajusté, doté d'une résistance exceptionnelle.

SomnoDent Avant est couvert par une garantie SomnoMed de 2 ans.

## SomnoDent® FLEX



Pour un confort et une souplesse supérieurs, SomnoDent® FLEX offre la norme en matière de dispositif oral confortable avec son système de titration fiable et son revêtement en b-flex Comfort Liner unique en son genre qui durci à la chaleur, facilitant ainsi la liaison entre les couches. SomnoDent® FLEX permet aux patients de s'adapter confortablement dès la première fois, avec un minimum d'ajustements nécessaires.

La rétention de l'appareil est supérieure, même pour les patients ayant des dents courtes, peu de contre-dépouille ou des couronnes ou des bridges.

## SomnoDent® EDENTULOUS



Est adapté aux patients présentant un édentement partiel de grande étendue ou total

Le b-flex Comfort Liner de SomnoMed recouvre le palais de la même manière qu'une prothèse dentaire totale supérieure par succion sur le plancher de la bouche.

Grâce à la conception en gouttières biblocs, la gouttière supérieure n'est pas tirée vers le bas. Cet avantage permet aux patients à la mâchoire édentée d'être traités, pour la première fois, avec un appareil buccal à porter pendant leur sommeil.

Un minimum de 4 à 5 dents ou de 2 implants dans l'arcade inférieure est requis.

## Morning Repositioner



Est une gouttière d'exercice de morsure "mains libres".

Morning Repositioner est confortable et intègre des blocs surélevés de matériau comprimé qui dirigent les forces de serrage par le bas.

Cette gouttière est conçue sur mesure à partir des empreintes du patient pour lui permettre d'effectuer des exercices isométriques qui devraient minimiser le risque de positionnement de la mandibule vers l'avant.



## SomGauge

SomGauge, de la gamme SomnoMed, vous offre un moyen rapide, facile et très précis d'évaluer la position thérapeutique réelle du patient.

SomGauge permet de mesurer l'avancée efficace de l'OAM mais pas uniquement. En effet, il permet d'enregistrer la position de l'occlusion naturelle (3 dimensions) du patient avec :

- Toutes ses informations
- Le plan occlusal
- Les déviations
- Les variations verticales et horizontales

En conséquence, le dispositif est plus confortable pour votre patient.

## SomTabs



Pour un nettoyage en douceur des dispositifs SomnoDent, sans endommager l'appareil et éliminer efficacement les odeurs.

Fabriqués exclusivement par SomnoMed. Sans perborate de sodium.